

## **ERSETZEN EINER PRECI-VERTIX-MATRIZE**

In den PRECI-VERTIX-Packungen **1801** und **1811** werden die gelben Matrizen **1802** standard mitgeliefert.

Entspricht die Friktion dieser Matrizen nicht den Anforderungen, so können sie durch die weißen Matrizen **1805** mit schwächerer Friktion oder durch die roten Matrizen **1806** mit stärkerer Friktion ersetzt werden.

1. Drücken Sie mit einem Instrument die Extensionen der Matrize zusammen und entfernen Sie sie aus der Prothese.
2. Setzen Sie die erforderliche Matrize auf den mitgelieferten Eindrückstift **1804** und drücken Sie sie in die Prothese.
3. Kontrollieren Sie, ob der gewünschte Friktionswert eingestellt ist.

### **Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise**

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfstteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.