

VERARBEITUNG DES PLASTICWAX-PROFILS

- Das PLASTICWAX-Profil ermöglicht ein schnelles und genaues Modellieren der Stegverbindung.
- Das PLASTICWAX-Profil ist eine Kombination von Wachs und Kunststoff.
- Das PLASTICWAX-Profil ist rückstandslos verbrennbar.
- Das PLASTICWAX-Profil kann gebogen werden. Dabei bleiben die Eigenschaften des Profils erhalten.

- Das PLASTICWAX-Profil ist lieferbar als:

1. konisches Profil (8°, Länge: 60 mm) Als Verblockungsprofil	IMP-CK-014	4 Stück/Packung
2. rundes Profil (Ø 1,8 mm, Länge: 60 mm) Zu verwenden mit den PRECI-CLIP-Reitern 1105 und 1106 .	1108/B	4 Stück/Packung
3. PRECI-HORIX-Profil (Ø 1,8 mm, Höhe: 4 mm, Länge: 60 mm) Zu verwenden mit den PRECI-HORIX-Kunststoffreitern 1802 und den PRECI-CLIP-Reitern 1105 en 1106 .	1734	4 Stück/Packung
4. U-förmiges PRECI-BAR STANDARD-Profil (Ø 2,2 mm, Höhe: 3 mm, Länge: 60 mm) Zu verwenden mit den PRECI-BAR-Reitern 1100/H/MR/OR und 1100/H/MR/IN .	1001/B	4 Stück/Packung
5. ovales PRECI-BAR MINI-Profil (Ø 1,6 mm, Höhe: 2,3 mm, Länge: 60 mm) Zu verwenden mit den PRECI-BAR-Reitern 1102/H/MR/OR und 1102/H/MR/IN .	1002/B	4 Stück/Packung

1. Biegen Sie das Profil in warmem Wasser. Achtung: Die Profilbereiche, wo die Reiter geplant sind, dürfen nicht gebogen werden!
2. Erhärten Sie das Profil in kaltem Wasser.
3. Schneiden Sie das Profil mit einem warmen Skalpell auf die richtige Länge.
4. Fixieren Sie das Profil mit Wachs in der Wachsmodellation.

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfstteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.