

# SPECIALTIES

## PERMA-RET EN-DE-FR-IT-ES



CEKA  
ATTACHMENTS  
PRECI-LINE

# PERMA-RET



Mechanical retention for acrylic and composite teeth.  
A recess is drilled with the twist drill.  
The precious metal wire is threaded into the recess and cut. Bend for additional retention.



Mechanische Retention für Kunststoff- und Kompositzähne.  
Der Edelmetalldraht wird in die vorgebohrte Öffnung gedreht und abgeschnitten. Durch Biegen erreichen Sie zusätzliche Retention.



La rétention mécanique pour des dents acryliques et composites.  
Un logement est foré à l'aide d'une fraise.  
Le fil en métal précieux est vissé dans le logement et raccourci. Pliez pour une rétention supplémentaire.



La ritenzione meccanica per denti in resina acrilica e composito.  
Usare una fresa speciale per realizzare un foro.  
Avvitare il filo in lega preziosa nel foro e accorciarlo.  
Piegare il filo per ottenere una ritenzione supplementare.



La retención mecánica para los dientes acrílicos y composites.  
El diente será taladrado con la fresa.  
El hilo será atornillado en el diente y cortado.  
Doblar para una retención suplementaria.

# PERMA-RET



1



2



3



4

CEKA AXIAL  
PRECI-CLIX AXIAL  
PRECI-CLIX RADICULAR  
PRECI-BALL

01.  
AXIAL  
ATTACHMENTS

CEKA EXTRACORONAL  
CEKA ID  
PRECI-VERTIX  
PRECI-VERTIX AT  
PRECI-CLIX EC  
PRECI-SAGIX  
PRECI-52  
PRECI-TUBIX/MORTIX

02.  
EXTRACORONAL  
ATTACHMENTS

PRECI-BAR  
PRECI-HORIX  
PRECI-CLIP

03.  
PROFILE  
ATTACHMENTS

PRECI-PROFILE  
PRECI-POST  
CEKA SOL  
CEKALLOY  
CEKA SITE  
CEKA BOND  
3C-BOND  
**PERMA-RET**  
PRECI-SEP  
PLASTICWAX  
EXPANDO

**SPECIALTIES**

[WWW.CKPL.EU](http://WWW.CKPL.EU)

CEKA  
ATTACHMENTS  
PRECI-LINE



Prospectus n° 260.E/D/F/I/S/N/PO/G/R/SK-ed.A

© Copyright ALPHADENT NV 10/2011 - BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

**ALPHADENT NV** • Textielstraat 24 8790 Waregem, Belgium  
T +32 56 629 100 - F +32 56 629 101 - E info@ckpl.eu

