

# CEKA ATTACHMENTS PRECI-LINE

**PERMA-RET**



# PERMA-RET

## MECHANICZNE RETENCJE DLA ZĘBÓW Z AKRYLU I KOMPOZYTU



1



2



3



4

Drut z metalu szlachetnego wkładamy do wywierconego otworu w zębie i odcinamy. Przez zagięcie drutu otrzymujemy dodatkową retencję.



## # 1601

### **PERMA-RET-ZESTAW:**

1 trzymadełko do drutu  
100 cm PERMA-RET-drut  
3 wiertła

## # 1602

### **UZUPEŁNIENIE:**

100 cm PERMA-RET-drut

WWW.CEKA-PRECILINE.COM

**SWISS MADE**



CEKA REVAX  
CEKA SOL  
PRECI-HORIX  
PRECI-VERTIX  
PRECI-VERTIX AT  
PRECI-BAR  
PRECI-BALL  
PRECI-CLIP  
PRECI-SAGIX  
PRECI-CLIX AXIAL  
PRECI-CLIX EXTRAKORONAL  
PRECI-CLIX RADIKULÄR  
PRECI-CLIX RADIKULÄR RC  
PRECI-TUBIX/MORTIX  
PRECI-POST  
PRECI-PROFILE  
**PERMA-RET**  
3C-BOND  
EXPANDO  
CEKA-MAX

**PERMA-RET**

Prospekt nr. 260.PO-ed.A  
Copyright© ALPHADENT NV 11/2009  
BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

ALPHADENT NV  
Textielstraat 24  
8790 Waregem, Belgien  
Tel. +32 56 629 100  
Fax +32 56 629 101  
E-Mail: info@ceka-preciline.com