

# CEKA ATTACHMENTS PRECI-LINE

**PRECI-BALL**



## Прикрепление с вариантами

- 1** Припаяйте охватываемую деталь (золотой или палладиевый сплав) на деталь coring (металлическая основа коронки с облицовкой) с корневым колпачком. Здесь сочетаются истинная прецизионность и точность метода при низких затратах.



- 2** Отливается из прецизионного сплава или сплава на основе Pd и имеет могущую заменяться охватываемую деталь. Рекомендуемый метод для сочетания прецизионности и эксплуатационной надежности.



- 3** Отливается из какого-либо тяжелого зубоорачебного сплава. Самое экономичное решение. Используйте стоматологический чашеобразный бор PRECI-BALL для отделки шарика.



Завершите работу используя компенсирующее кольцо из жестяной фольги кат. **# 1201 E**

**PRECI-BALL STANDARD AU****# 1201**

Охватывающая деталь из материала ORAX,  
для фиксации в акриловой смоле

**# 1201 A**

1 матрица

**# 1201 AB**

20 матриц



Охватываемая деталь из материала ORAX,  
для припаивания к детали

**# 1201 C**

1 матрица

В: 3,5 мм

**PRECI-BALL STANDARD TI****# 1203**

Охватывающая деталь из материала TITANAX,  
для фиксации в акриловой смоле

**# 1205 A**

1 матрица

**# 1205 AB**

20 матриц



Охватываемая деталь из материала PALLAX,  
для припаивания к детали

**# 1203 C**

1 матрица

В: 3,5 мм

**PRECI-BALL PC****# 1205**

Охватывающая деталь из материала TITANAX,  
для фиксации в акриловой смоле

**# 1205 A**

1 матрица

**# 1205 AB**

20 матриц



Охватываемая деталь из выгораемого пластика,  
для отливки с деталью

**# 1205 C**

1 матрица

**# 1205 CB**

50 матриц

В: 3,5 мм

**PRECI-BALL CV****# 1206**

Охватывающая деталь из материала ORAX,  
для фиксации в акриловой смоле

**# 1201 A**

1 матрица

**# 1201 AB**

20 матриц



Охватываемая деталь из материала TITANAX  
для ввинчивания в базовое кольцо

**# 1206 C**

1 матрица



Базовое кольцо из материала IRAX  
для отливки заодно с прецизионными  
сплавами или со сплавами на основе Pd

**# RA 0063**

1 Базовое кольцо

В: 4,3 мм

## Вспомогательные принадлежности



**Активирующие инструменты**  
**# 1220** 1 штук



**Деактивирующие инструменты**  
**# 1221** 1 штук



**Отвертка для охватываемой детали с резьбой**  
**# IMP-XS-042** 1 штук



**Держатель Патриц для параллелометра**  
**# 1201 P** 1 штук



**Держатель матриц для параллелометра**  
**# 1211 P** 1 штук



**Держатель базового кольца**  
**# RE P 4** 1 штук



**Стоматологический чашеобразный бор**  
**# 1230** 2 штук  
Стоматологический бор для отделки охватываемой детали 1205 С



**Аналог модели**  
**# 1201 D** 2 штук



**Патрица V Экстра-длина**  
**# 1206 CL** 1 штук  
Специальная титановая охватываемая деталь с более длинным нарезанием резьбы 0,3 мм



**СЕКА BOND**  
**# CB1** 5 мл  
Анаэробная адгезивная паста, используемая для предотвращения произвольного вывинчивания компонент

# PRECİ-BALL

## Крепление с несколькими вариантами использования

Шарик диаметром  
2,25 мм



Шарик диаметром 2,25 мм делает систему PRECI-BALL совместимой с большинством имплантируемых систем. Объедините с шаровым опорным зубом имплантирующей компании.



Шарик может быть включен в стержень.



Охватывающая деталь PRECI-BALL также имеется в наличии в упаковке 20, насыпью, в целях большей экономии.



Система PRECI-BALL полностью взаимозаменяема с системой PRECI-CLIX (смотрите брошюру PRECI-CLIX).

## Таблица сплавов

**ORAX** - Желтый - Au 70 - Pt 5 - Ag 12 - Cu 13

Диапазон плавления: 910-955 °C

**PALLAX** - Белый - Au 2 - Ag 37 - Pt 9,5 - Pd 37 - Cu 12,5 - Co 2

Диапазон плавления: 1055-1130 °C

**TITANAX** - Белый - Ti 90 - Al 6 - V 4 (Не нагревайте!)

**IRAX** - Белый - Au 60 - Pt 24 - Pd 15 - Ir 1

Диапазон плавления: 1400-1460 °C

WWW.CEKA-PRECILINE.COM

SWISS MADE



CEKA REVAX  
CEKA SOL  
PRECI-HORIX  
PRECI-VERTIX  
PRECI-VERTIX AT  
PRECI-BAR  
PRECI-BALL  
PRECI-CLIP  
PRECI-SAGIX  
PRECI-CLIX AXIAL  
PRECI-CLIX EXTRACORONAL  
PRECI-CLIX RADICULAR  
PRECI-CLIX RADICULAR RC  
PRECI-TUBIX/MORTIX  
PRECI-POST  
PRECI-PROFILE  
PERMA-RET  
3C-BOND  
EXPANDO  
CEKA-MAX

PRECI-BALL

Проспект N° 267.R-ed.A  
Copyright© ALPHADENT NV 6/2011  
BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

ALPHADENT NV  
Textielstraat 24  
8790 Waregem, Belgium  
tel +32 56 629 100  
fax +32 56 629 101  
e-mail: info@ceka-preciline.com